

Protocole TP4

	Micro-organismes présents dans la boîte	Antibiotique	Résultats
Boîtes 1 et 5	<i>Clostridium difficile</i>	Augmentin	
Boîtes 2 et 6	<i>Streptocope A</i>		
Boîtes 3 et 7	Firmicutes		
Boîtes 4 et 8	Bactéroïdetes		

Dans la boîte présente sur votre table, a été mis en culture un micro-organisme (voir tableau ci-dessus).

Vous devez vérifier l'efficacité de l'antibiotique Augmentin. Pour cela :

- A l'aide de la pince, tremper le disque dans l'antibiotique (dans le petit flacon)
- Egoutter le disque pour enlever le liquide en excès puis le déposer sur la gélose.
- Rincer la pince au-dessus du bécher
- Fermer la boîte, attendre quelques minutes
- Repérer le numéro de votre boîte et venir noter vos résultats au tableau.

NB : *Un cercle clair autour du disque correspond à une zone sans bactéries.*